

各位

## 試薬管理システム(オプション Web 機能)のご案内

ネットワークに接続したパソコン、または Wi-Fi 接続した Android タブレットのブラウザ※1にて試薬管理システムの一部機能※2をご利用いただけるようになりました。

Web 機能対応 … 在庫照会、出庫処理、注文処理

補足

※1 対応ブラウザ IE、Edge、Chrome で動作確認済み

※2 その他機能(入庫、発注、棚卸、履歴照会、各種帳票出力等)は、パソコン上で稼働する試薬管理システムにて操作をお願いします。

初期画面(在庫照会)

各試薬の入庫日・LotNo 別の「入庫数」「在庫(内訳)数」「(発注済み)未納数」が表示されます。

管理ID	試薬名	入庫日	使用期限	LotNo	入庫数	在庫数	内訳	未納	規格容量	品番
110020	3# 3#のS(尿沈着染色用)	2021/09/10	2022/01/11	210712	1	1			5mlX5A	50181
110080	OC-HEP イフトS 3ヶ月乳濁(検)	2022/09/01	2023/06/30	26004	5	1			11MLX2	G-PH18
110080	OC-HEP イフトS 3ヶ月乳濁(検)	2022/11/21	2023/08/31	28005	5	5			11MLX2	G-PH18
110090	OC-HEP イフトS希釈液(検)	2022/08/04	2023/05/31	25003	1	1			180ML	G-PH48
110090	OC-HEP イフトS希釈液(検)	2022/11/22	2023/07/31	27004	4	2	5		180ML	G-PH48
110090	OC-HEP イフトS希釈液(検)	2022/11/22	2023/08/31	28005	4	2			180ML	G-PH48
110100	S探便容器 TP-B	2022/09/05	2023/10/31	24677	10	4			2X50	G-PZ32
110120	70 <sup>+</sup> -N-III-10(検)	2022/09/29	2024/07/31	27003	1	1			100枚	E-UR95
110140	70 <sup>+</sup> -N-III-3(0ヶ)(検)	2022/11/04	2024/07/31	27004	3	3			100枚	E-UR30
110150	70 <sup>+</sup> -N-III-4(0ヶ)(検)	2022/07/14	2023/11/30	1Y003	2	1			100枚	E-UR40
110150	70 <sup>+</sup> -N-III-4(0ヶ)(検)	2022/09/09	2024/06/30	26001	3	3			100枚	E-UR40
110150	70 <sup>+</sup> -N-III-4(0ヶ)(検)	2022/09/13	2024/06/30	26001	1	1			100枚	E-UR40
110170	70 <sup>+</sup> -N-III-5(検)	2022/10/27	2024/06/30	26001	8	8			100枚	E-UR50
110170	70 <sup>+</sup> -N-III-5(検)	2022/11/04	2024/06/30	26001	4	4			100枚	E-UR50
110190	70 <sup>+</sup> -N-III-6S(検)	2022/10/20	2024/05/31	25001	1	1			100枚	E-UR65
110280	探便キット(検)	2022/09/28	2024/03/31	2041	1	1			50回	62170
110290	キットリナ-S(検)	2022/11/04	2024/10/31	1X002	1	1			600ml	M-E001
110320	探便キットA(説明書入)				0	0	1		1000セット	54A000-10
110340	顕微鏡ランプ 6V 20W HAL	2021/11/30	2021/11/30	409867	1	1			1個	7388

対象試薬の選択方法

- ・バーコードの読み取り (GS1-128、JAN、または試薬管理システムの管理バーコード)
- ・管理 ID(6桁) の手入力
- ・画面上の在庫一覧から「選択」ボタンをクリック

## 出庫・注文画面

- ・ 試薬情報、在庫数、(発注済み)未納数、(注文済み)未発注数、及び、在庫の詳細が表示されます。

- ・ 「在庫無」、「(発注済み)未納有」または「(注文済み)未発注有」により、ボタン操作が無効となります。

- ・ 内訳管理の試薬は、その内訳数、出庫・使用状況まで表示します。